

New

ソフトランダー / ADS-1000 用架台

モニターが目の高さで操作できる
使いやすさ・見やすさを考えた
麻酔器用システムラック




最適な提案で医療福祉社会に貢献する

新鋭工業株式会社


剛性あるオリジナルアルミフレーム

アルミの押出材をフレームに採用しています。剛性を保ちながら、取手の機能を果たす形は架台移動時の使い勝手に配慮したデザインです。




簡単な動作で使えるキャスター

麻酔器用架台に使用されているキャスターは、上から踏むだけといった簡単な動作で、ロックを掛けることも解除することも可能です。



仕様

質量約 39.5kg



品名	商品コード	定価(税抜)
ソフトランダー / ADS-1000 用架台	200193123	¥195,000



最適な提案で医療福祉社会に貢献する
新鋭工業株式会社

本社 〒362-0055 埼玉県上尾市平方領家308-2

支店
 東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-12-5 TEL.03(3816)0444 FAX.03(3816)0406
 大阪支店 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL.06(6228)3311 FAX.06(6228)3321
 札幌支店 〒060-0907 北海道札幌市東区北七条東4丁目28-3 TEL.011(741)7752 FAX.011(753)2703
 仙台支店 〒984-0012 宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10 TEL.022(288)4660 FAX.022(288)4661
 新潟支店 〒951-8136 新潟県新潟市中央区関屋田町1-1 TEL.025(233)0592 FAX.025(233)0573
 長野支店 〒390-0835 長野県松本市高宮東5-1-3 TEL.0263(24)2840 FAX.0263(27)3152
 名古屋支店 〒466-0023 愛知県名古屋市昭和区石仏町2-1-40 TEL.052(859)1333 FAX.052(859)1334
 山陰支店 〒683-0001 鳥取県米子市菅生温泉2-20-27 TEL.0859(34)5675 FAX.0859(34)5708
 岡山支店 〒700-0982 岡山県岡山市北区中島町1-7-8 TEL.086(235)0323 FAX.086(235)0324
 広島支店 〒733-0822 広島県広島市西区庚午中4-10-36 TEL.082(275)0740 FAX.082(275)0760
 福岡支店 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津5-11-25 TEL.092(622)0055 FAX.092(622)0052
 沖縄支店 〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1-19-6 TEL.098(876)4262 FAX.098(876)6097

ホームページアドレス <https://www.shinei.me>
 ※製品は改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。