

壁掛吸引器 DS-1000

stylish

DS-1000 は多忙な医療スタッフの業務軽減のために開発されました。
横扉式を採用しディスポ吸引バッグを簡単に脱着することができます。
忙しい中でも安心・安全に使用することができる製品です。



サクラ

ワカバ

レモン

特徴

ワンタッチ開閉・着脱簡単

ワンタッチボタンで簡単に開閉操作ができます。
横からディスポバッグの取付けや取外しができるため使用後に膨らんだディスポバッグを簡単に扱うことができます。

タフな横開き構造

15,000回以上もの開閉テストをクリアした耐久性の高い横扉となっています。



強弱ツマミで調整

吸引圧力の目盛に素早く調整することができます。
従来の ON-OFF レバーも継承しています。



キャニスターに大型の窓

ディスポバッグの状態をすぐに確認できる、大きな窓を設けています。

ディスポ仕様への変更

「壁掛吸引器 WS-1400」をお持ちであれば、キャニスターを付け替えるだけでディスポ仕様に変更できます。



WS-1400
※継続販売します。

CHANGE
▶▶▶



WS-1400 調整器
+
ディスポキャニスター



スライドベース
アタッチメント
を使用して、高さ
調整ができます。
(別売品)

ウォッシャーディスインフェクター対応

キャニスターが汚れてもウォッシャーディスインフェクターで洗淨・消毒することができます。

スタイリッシュなデザイン

清潔感を感じられる、スタイリッシュなデザインを追求しました。

ディスポ吸引バッグ 容量 1000mL

- 3種類の彩り豊かなディスポバッグを用意しました。
- 凝固剤、逆止弁、疎水性フィルタを内蔵した安心設計です。
- 衛生管理を徹底した日本国内のクリーンルームで製造されています。
- 50枚入りの外箱サイズは 330×390×250mm となっており省スペースで保管できます。



サクラ



ワカバ



レモン